











| | | | |
|--|--|--|--|
| NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL MITTS 1 Pair 11.8" x 7.9" x 0.8" | | REF 761-00NC1 | |
| NATRACURE™ AVANCEREDE KØLENDE GELVANTER 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | | GANTS DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ ADVANCES 1 Paire 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | |
| NATRACURE™ HANDSCHUHE IN FORTSCHRITTLICHER KÜHLGELTECHNOLOGIE 1 Paar 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | | NATRACURE™ QUANTI IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO 1 Paio 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | |
| NATRACURE™ AVANSERTE KJØLEGLHANSKER 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | | NATRACURE™ LUVAS DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA 1 Par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | |
| MITONES DE GEL FRÍO AVANZADAS NATRACURE™ 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | | NATRACURE™ VANTAR MED AVANCERAD KYLANDE GEL 1 par 29,97 x 20,07 x 2,03 cm | |
|  QualRep Services BV Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands Phone: +31 20 788 2630 globalreg@qservgroup.com | |  PolyGel, LLC 1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA | |
| QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holland Telefon: +31 20788 2630 | |  YYYY-MM-DD | |
| QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Paesi Bassi Telefono: +31 20788 2630 | |      | |
| QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holanda Telefone: +31 20 788 2630 | |  | |
| QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederland Telefon: +31 20 788 2630 | | UDI BAR CODE (FPO) | |
| QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Países Bajos Teléfono: +31 20788 2630 | | | |
|  | | | |

NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL MITTS**REF 761-00NC1**

1 Pair | 11.8" x 7.9" x 0.8"

Designed to help:

- Soothe hot, painful fingers during and after chemotherapy
- Reduce neuropathy pain and nail loss*

Key features:

- New GEL/ICE™ Formula for long cold therapy treatments
- Wide opening allows for easy on-and-off
- Convenient hook-and-loop enclosure at wrist
- Durable, stain-resistant exterior
- Soft, inner fabric

Intended Use(s): Provide cold therapy to specific body parts to support healing post-injury, surgery and/or chronic pain.

Intended User(s): Intended for use by individuals with neuropathy pain and discomfort in hands and fingers.

Directions: Place both mitts in the refrigerator or freezer, either wrapped in a paper towel or placed inside the accompanying plastic cover. Chill for a minimum of 2 hours. Place hands inside mitts comfortably and use hook-and-loop closure to secure the fit. Keep on for 20 minutes at a time.

Care: Outer and inner covers can be hand washed with soap and water. Air dry or pat dry until completely dry. Washing with soaps that have less scent and other possible additives minimize any possible reactions. Dispose of in accordance with local regulations.

Contraindication(s): Individuals using pacemakers or insulin pumps should NEVER use these products. Do not use during pregnancy. Do not apply cold to area of lost sensation. Do not use where there is poor circulation.

Warning(s):

1. FOR COLD USE ONLY!
2. Do not place product on an open wound.
3. If product causes skin irritation, discomfort or poor circulation occurs, discontinue use and notify your physician.
4. If you have diabetes, neuropathy, or poor circulation, consult a medical professional before using.
5. DO NOT STEP ON PACKS! Excessive weight may cause pack(s) to leak or rupture.
6. USE OVER CLOTHING OR PLACE FABRIC INTERFACE BETWEEN THE COLD PACK AND THE SKIN, PRIOR TO USING COLD THERAPY. POSSIBLE INTERFACES INCLUDE: A light towel, cloth, sheet/pillowcase (cut to size), 6 layers of paper towel, or Stockinette. Either wrap the interface around the hot/cold pack prior to attaching to the support (if included) or hold the interface on the skin while placing the product on the body.

Caution(s):

1. Consult your physician before using this product.
2. Only use this product for 20 minutes at a time on the affected area.
3. If at any time soreness, rash, or an increase in pain occurs, discontinue use and consult your physician.
4. Only use this product for its intended purposes as described in the instructions for use.
5. Do not use this product while using transdermal drug delivery skin patches, skin creams, balms, liniments or lotions.
6. If removable pack has been torn or has been compromised (and is leaking) discard immediately.
7. Always use a fabric interface.
8. Keep out of reach of children and pets.

Materials: PE/Nylon Loop Velvet, PTFE-coated nylon, Proprietary Gel Formula

UMDNS: 25806

Made in China
©2024 PolyGel®, LLC
PolyGel, LLC
1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA
NATRACURE™ is a brand of PolyGel, LLC

NatraCure.com



QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands
Phone: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com

Not Made with Natural Rubber Latex



* Studies that cite cold therapy for neuropathy pain and nail loss

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

NATRACURE™ AVANCEREDE KØLENDE GELVANTER

REF 761-00NC1

1 par | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm

Designet til at hjælpe med:

- at berolige varme, smertefulde fingre under og efter kemoterapi
- at reducere neuropati smerter og negletab*

Nøglefunktioner:

Ny GEL/ICE™-formel til lange behandlinger med forkølelse

- Bred åbning gør det let at tænde og slukke
- Praktisk velcrolukning ved håndledet
- Holdbart, pletbestandigt ydre
- Blødt, indvendigt stof

Anvendelsesformål: Giv koldterapi til specifikke kropsdele for at støtte helbredelse efter skade, kirurgi og/eller kroniske smerter.

Tilsigtet bruger(e): Beregnet til brug af personer med neuropati smerter og ubehag i hænder og fingre.

Anvisninger: Læg begge vanter i køleskabet eller fryseren, enten pakket ind i et køkkenrulle eller placeret inde i det medfølgende plastiklåg. Afkøl i mindst 2 timer. Læg hænderne bekvemt inde i lufferne, og brug velcrolukning for at sikre pasformen. Brug i 20 minutter ad gangen.

Pleje: Uvendige og indvendige betræk kan vaskes i hånden med sæbe og vand. Lufttørre eller dup, indtil helt tør. Vask med sæber, der har mindre duft og andre mulige tilsætningsstoffer, minimerer eventuelle reaktioner. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Kontraindikation(er): Personer, der bruger pacemakere eller insulinpumper, må ALDRIG bruge disse produkter. Brug ikke under graviditet. Påfør ikke kulde på området med mistet fornemmelse. Brug ikke, hvor der er dårlig cirkulation.

Advarsel/advarsler:

1. KUN TIL KOLDT BRUG.
2. Produktet må ikke placeres på et åbent sår.
3. Hvis produktet forårsager hudirritation, ubehag eller dårlig cirkulation, skal du afbryde brugen og underrette din læge.
4. Hvis du har diabetes, neuropati eller dårlig cirkulation, skal du kontakte en læge inden du bruger det.
5. TRÆD IKKE PÅ PAKNINGER! Overdreven vægt kan medføre, at pakninger lækker eller sprækker.
6. BRUG OVER TØJ ELLER PLACER STOFGRÆNSEFLADE MELLEMLER KULDEPAKKEN OG HUDEN, INDEN DU BRUGER KOLDTHERAPI. MULIGE GRÆNSEFLADER INKLUDERE: Et let håndklæde, klud, lagen/pudebetræk (skåret i størrelse), 6 lag køkkenrulle eller glatstrik. Enten vikles grænsefladen rundt om den varme/kolde pakke, før den sættes på støtten (hvis inkluderet), eller hold grænsefladen på huden, mens produktet placeres på kroppen.

Advarsel/advarsler:

1. Kontakt din læge, inden du bruger dette produkt.
2. Brug kun dette produkt i 20 minutter ad gangen på det berørte område.
3. Hvis der på et eller andet tidspunkt optræder ømhed, udslett eller forøgelse af smerter, skal du afbryde brugen og konsultere din læge.
4. Brug kun dette produkt til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
5. Brug ikke dette produkt, mens du bruger transdermale medicinafgivende hudplastre, hudcremer, balsam, liniment eller lotion.
6. Hvis gelepakningen er revnet eller er blevet kompromitteret (og lækker), skal du omgående smide den væk.
7. Brug altid en stofgrænseflade.
8. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

Materialer: PE/Nylon Loop fløj, PTFE-belagt nylon, Proprietær gelformel

UMDNS: 25806

Lavet i Kina
©2024 PolyGel®, LLC
 PolyGel, LLC
1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA 07981 USA
NATRACURE™ er et mærke tilhørende PolyGel, LLC
natracure.com


QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Holland
Telefon: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com



Ikke fremstillet med naturgummilætex

* Undersøgelser, der henviser til kold terapi for neuropati smerter og negletab
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/>
<https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects>
<https://jamanetwork.com/journals/jamadermat>

GANTS DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ ADVANCES**REF 761-00NC1****1 Paire | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Conçus pour aider à :

- Apaiser les doigts chauds et douloureux pendant et après chimiothérapie
- Diminuer la douleur neuropathique et la perte d'ongles*

Caractéristiques principales :

- Nouvelle formule GEL/ICE™ pour thérapie par le froid longue durée
- Grande ouverture permettant de les mettre et de les enlever facilement
- Fermeture commode velcro au niveau du poignet
- Extérieur durable et résistant aux taches
- Tissu intérieur doux

Utilisation(s) prévue(s) : Appliquer une thérapie par le froid aux parties du corps spécifiques pour favoriser la guérison de la douleur post-traumatique, post-opératoire et/ou chronique.

Utilisateur(s) visé(s) : À utiliser chez des personnes souffrant de douleur et d'inconfort neuropathiques au niveau des mains et des doigts.

Instructions : Placer les deux gants au réfrigérateur ou au congélateur enroulés dans une feuille d'essuie-tout ou placés dans la couverture en plastique qui les accompagnent. Refroidir pendant au moins 2 heures. Mettez confortablement les mains dans les gants et utilisez la fermeture velcro pour les fixer. Les garder pendant 20 minutes à la fois.

Entretien : Les couvertures interne et externe peuvent être lavées à la main avec du savon et de l'eau. laisser sécher à l'air libre ou éponger jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. Le lavage avec des savons pauvres en parfum et autres additifs diminuent la survenue des réactions éventuelles. Éliminer conformément à la réglementation locale.

Contre-indication(s) : Les personnes qui utilisent des stimulateurs cardiaques ou des pompes à insuline ne doivent JAMAIS utiliser ces produits. N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceintes. N'appliquez pas de froid sur une zone qui a perdu la sensibilité. N'utilisez pas ce produit sur une zone souffrant de mauvaise circulation.

Avertissement(s) :


7. POUR UTILISATION À FROID UNIQUEMENT !
8. Ne placez jamais le produit sur une plaie ouverte.
9. Si le produit provoque une irritation de la peau, une gêne ou une mauvaise circulation, cessez de l'utiliser et informez-en votre médecin.
10. Si vous souffrez de diabète, de neuropathie ou d'une mauvaise circulation, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
11. NE PAS MARCHER SUR LES POCHEs ! Un poids excessif peut provoquer une fuite ou une rupture des poches.
12. UTILISEZ PAR-DESSUS LES VETEMENTS OU PLACEZ UN TISSU ENTRE LA POCHE FROIDE ET LA PEAU, AVANT D'UTILISER LA THÉRAPIE PAR LE FROID. ENTRE AUTRES, VOUS POUVEZ UTILISER : Une serviette légère, un tissu, un drap/une taie d'oreiller (ajustez la taille en découpant), 6 feuilles d'essuie-tout ou du jersey. Vous pouvez soit enrouler le tissu autour de la poche chaude/froide avant de la fixer au support (s'il est inclus) soit maintenir le tissu sur la peau tout en enroulant le produit sur le corps.

Attention :

9. Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce produit.
10. N'utilisez ce produit que pendant 20 minutes à la fois sur la zone affectée.
11. Si, à un moment donné, une douleur, une éruption cutanée ou une augmentation de la douleur se produit, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
12. N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le Mode d'emploi.
13. N'utilisez pas ce produit lorsque vous utilisez des timbres transdermiques (patches), des crèmes, des baumes, des pommades ou des lotions pour la peau.
14. Si la poche amovible a été déchirée ou endommagée (et qu'elle fuit), jetez-la immédiatement.
15. Utilisez toujours un tissu.
16. Maintenir ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Matériaux : Velours en PE/Nylon, nylon recouvert de PTFE, Formule de gel breveté

UMDNS : 25806

Fabriqué en Chine
©2024 PolyGel®, LLC
 PolyGel, LLC
1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA
NATRACURE™ est une marque de PolyGel, LLC

natracure.com



QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands
Téléphone : +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com



Non fabriquée avec du latex de caoutchouc naturel

* Des études qui citent la thérapie par le froid en cas de douleur neuropathique et de perte d'ongles

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

NATRACURE™ HANDSCHUHE IN FORTSCHRITTLICHER KÜHLGELTECHNOLOGIE**REF 761-00NC1****1 Paar | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Entwickelt zur Linderung:

Heißer, schmerzender Finger während und nach einer Chemotherapie
Abhilfe bei Neuropathieschmerzen und Nagelverlust*

Hauptproduktmerkmale:

- Neue GEL-/ICE™ Rezeptur für längere Kältetherapiebehandlungen
- Die weite Öffnung erleichtert das an- und Ausziehen
- Praktischer Klettverschluss am Handgelenk
- Strapazierfähige, fleckenbeständige Außenseite
- Weiches Innenfutter

Bestimmungsgemäße Verwendung: Kältetherapie für bestimmte Körperpartien zur Unterstützung der Heilung nach Verletzungen, Operationen und/oder bei chronischen Schmerzen.

Anwender: Vorgesehen zur Verwendung durch Personen mit Neuropathieschmerzen und Beschwerden der Hände und Finger.

Gebrauchsanweisung.

Gebrauchsanweisung: Beide Handschuhe in ein Papierhandtuch eingewickelt oder in der mitgelieferten Plastikhülle in den Kühlschranks oder das Tiefkühlgerät legen. Mindestens 2 Stunden kühlen. Handschuhe überstreifen und Passform mit dem Klettverschluss sichern. Jeweils 20 Minuten tragen.

Pflege: Äußere und innere Hüllen: Handwäsche mit Wasser und Seife. An der Luft trocknen oder trockenklappen. Durch Waschen mit weniger stark parfümierten Seifen und anderen möglichen Zusatzstoffen können mögliche Reaktionen minimiert werden. Gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.

Gegenanzeige(n): Für Personen mit Herzschrittmacher oder Insulinpumpe ungeeignet. Nicht in der Schwangerschaft anwenden. Keine Kälte auf tauben Körperpartien anwenden. Nicht bei schlechter Durchblutung anwenden.

Warnhinweis(e):

13. NUR FÜR KÄLTETHERAPIE!
14. Produkt nicht auf offene Wunden legen.
15. Falls das Produkt Hautreizungen, Beschwerden oder Durchblutungsstörungen verursacht, nicht mehr verwenden und Arzt zu Rate ziehen.
16. Bei Diabetes, Neuropathien oder schlechter Durchblutung vor der Verwendung ärztlichen Rat einholen.
17. NICHT AUF KOMPRESSEN TRETEN! Durch übermäßige Belastung können die Gelkompressen auslaufen oder platzen.
18. ÜBER DER KLEIDUNG TRAGEN ODER VOR DER KÄLTETHERAPIE STOFF ZWISCHEN KÜHLAUFLAGE UND HAUT LEGEN. ALS ZWISCHENLAGE SIND GEEIGNET: Ein leichtes Handtuch, ein Stück Stoff, Laken/Kissenbezug (zugeschnitten), 6 Lagen Papierhandtücher oder ein Trikot. Zwischenlage entweder vor dem Anbringen der Stütze (falls vorhanden) um die Wärme-/Kälteauflage wickeln oder Zwischenlage auf der Haut festhalten, wenn Sie das Produkt auf den Körper legen.

Sicherheitsvorkehrung(en):

17. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
18. Eine Behandlungsdauer der betroffenen Körperpartie von 20 Minuten pro Anwendung sollte nicht überschritten werden.
19. Bei wunden Stellen, Ausschlag oder Zunahme der Schmerzen nicht mehr verwenden und den Arzt zu Rate ziehen.
20. Dieses Produkt darf nur bestimmungsgemäß und nach Maßgabe dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden.
21. Dieses Produkt darf nicht gleichzeitig mit medizinisch wirksamen Hautpflastern, Hautcremes, Salben, Einreibungen oder Lotionen verwendet werden.
22. Falls die herausnehmbare Auflage zerrissen ist, überhitzt oder anderweitig beschädigt wurde (und ausläuft), ist sie unverzüglich zu entsorgen.
23. Immer ein Stück Stoff als Zwischenlage verwenden.
24. Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Materialien: PE/Nylonschlaufe Samt, PTFE-beschichtetes Nylon, patentierte Gelrezeptur
UMDNS: 25806Made in China
©2024 PolyGel®, LLC PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ ist eine Handelsmarke von PolyGel, LLC

natracure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Niederlande
Telefon: +31 20 788 2630
globalreg@qservgroup.com

Enthält kein Naturlatex

* Studien, in denen Kältetherapie bei Neuropathieschmerzen und Nagelverlust erwähnt ist
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/>
<https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects>
<https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

NATRACURE™ GUANTI IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO**REF 761-00NC1****1 Paio | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Progettati per:

- Dare sollievo alle dita calde e doloranti durante e dopo la chemioterapia
- Ridurre il dolore neuropatico e la perdita delle unghie*

Funzionalità principali:

- Nuova formula GEL/ICE™ per trattamenti lunghi con la terapia del freddo
- L'ampia apertura consente di indossarli e toglierli facilmente
- Comoda chiusura in velcro al polso
- Esterno durevole, resistente alle macchie
- Morbido tessuto interno

Usò/i previsto/i: Fornire terapia del freddo a parti specifiche del corpo per agevolare la guarigione post-infortunio intervento chirurgico e/o alleviare il dolore cronico.

Utente/i previsto/i: Destinati all'uso da parte di persone affette da dolore neuropatico e fastidio alle mani e alle dita.

Indicazioni: Porre entrambi i guanti nel frigorifero o nel congelatore, avvolte in carta da cucina o poste all'interno della copertura di plastica in dotazione. Raffreddare per un minimo di 2 ore. Inserire comodamente le mani nei guanti e usare la chiusura in velcro per fissarli. Indossarli per 20 minuti ogni volta.

Cura: I rivestimenti esterni ed interni possono essere lavati a mano con acqua e sapone. Asciugare all'aria fino a completa asciugatura. Il lavaggio con saponi a basso contenuto di profumi e altri possibili additivi riduce al minimo le possibili reazioni. Smaltire secondo le normative locali.

Controindicazioni: Le persone portatrici di pacemaker o che utilizzano pompe per insulina non devono MAI utilizzare questi prodotti. Non usare in gravidanza. Non applicare freddo su aree prive di sensibilità. Non usare in caso di cattiva circolazione.

Avvertenza/e:

19. DA USARE SOLO PER IL FREDDO!
20. Non posizionare il prodotto su una ferita aperta.
21. Se il prodotto provoca irritazione della pelle, disagio o cattiva circolazione, interrompere l'uso e informare il medico.
22. In caso di diabete, neuropatia o cattiva circolazione, consultare un medico prima dell'utilizzo.
23. NON CALPESTARE GLI IMPACCHI! Un peso eccessivo può causare fuoriuscita di gel o rottura dell'impacco.
24. USARE SOPRA GLI INDUMENTI O POSIZIONARE UN'INTERFACCIA IN TESSUTO TRA L'IMPACCO FREDDO E LA PELLE, PRIMA DI UTILIZZARE LA TERAPIA DEL FREDDO. LE POSSIBILI INTERFACCIE COMPRENDONO: Un asciugamano leggero, un panno, un lenzuolo/federa (tagliato su misura), 6 strati di carta assorbente o una maglia rasata. Avvolgere l'interfaccia attorno all'impacco caldo/freddo prima di attaccarlo al supporto (se presente) oppure tenere l'interfaccia sulla pelle mentre si posiziona il prodotto sul corpo.

Cautela/e:

25. Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.
26. Utilizzare questo prodotto per un massimo di 20 minuti alla volta nell'area interessata.
27. Se in qualsiasi momento si verifica irritazione, eruzione cutanea o si prova un aumento del dolore, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
28. Utilizzare questo prodotto solo per gli scopi previsti, come descritto nelle istruzioni per l'uso.
29. Non utilizzare questo prodotto durante l'utilizzo di cerotti cutanei transdermici per la somministrazione di farmaci, creme per la pelle, balsami, linimenti o lozioni.
30. Se l'impacco rimovibile ha uno strappo, è surriscaldato o è danneggiato (e presenta fuoriuscite), sostituirlo immediatamente.
31. Utilizzare sempre un'interfaccia in tessuto.
32. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Materiali: Anello in velluto in PE/Nylon, nylon rivestito in PTFE, formula in gel esclusiva

UMDNS: 25806

Prodotto in Cina

©2024 PolyGel®, LLC

 PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ è un marchio di PolyGel, LLC

Natracure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Paesi Bassi
Telefono: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE

* Studi che citano la terapia del freddo per il dolore neuropatico e la perdita delle unghie

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstra>

NATRACURE™ AVANSERTE KJØLECELHANSKER**REF 761-00NC1****1 par | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Utviklet for å hjelpe med å:

- Lindre varme, smertefulle fingrer under og etter kjemoterapi
- Reduserer neuropatismerter og negletap*

Nøkkelfunksjoner:

- Ny GEL/ICE™-formel for lange kuldeterapibehandlinger
- Bred åpning muliggjør enkel på- og avtagning
- Enkel krok- og løkkefesting på håndleddet
- Slitesterkt, flekkbestandig ytre
- Mykt indre stoff

Tiltenkt bruk: Bruk kuldeterapi på spesifikke kroppsdeler for å støtte rehabilitering etter skade, kirurgi og/eller kroniske smerter.

Tiltenkte brukere: Tiltenkt for bruk av individer med neuropatismerter og ubehag i hender og fingre.

Bruksanvisning: Legg begge hanskene i kjøleskapet eller fryseren, enten innpakket i tørkerull eller lagt i det medfølgende plastomslaget. Kjøøl ned i minst to timer. Legg hendene inn i hanskene komfortabelt og bruk krok og sløyfe-lukkingen for å sikre passformen. Ha på i 20 minutter av gangen.

Vedlikehold: De ytre og indre omslagene kan håndvaskes med såpe og vann. Lufttørk eller klapp tørr til den er helt tørr. Vasking med såper som har mindre duft og andre mulige tilsetningsstoffer minimerer eventuelle reaksjoner. Avhend i henhold til lokale retningslinjer.

Kontraindikasjon(er): Individer med pacemaker eller insulinpumper må ALDRI bruke disse produktene. Ikke bruk under svangerskap. Ikke bruk kulde på områder med tapt følsomhet. Ikke bruk i områder med dårlig sirkulasjon.

Advarsel/advarsler:

25. BRUKES KUN KALD!
26. Ikke plasser produktet over et åpent sår.
27. Hvis produktet forårsaker irritert hud, ubehag eller dårlig sirkulasjon, må du slutte å bruke det, og ta kontakt med lege.
28. Hvis du har diabetes, en nervesykdom eller dårlig sirkulasjon bør du spørre en medisinsk fagperson før du bruker det.
29. IKKE TRÅKK PÅ PAKKENE! Store mengder vekt kan føre til at pakken(e) lekker eller sprekker.
30. BRUK OPPÅ KLÆR ELLER LEGG ET MELLOMLEGG AV STOFF MELLOM KULDEPAKKEN OG HUDEN FØR DU BRUKER KULDETERAPIEN. MULIGE MELLOMLEGG KAN VÆRE: Et lett håndkle, en klut, laken/putevar (klippet til å passe), 6 lag med tørkerull eller heklet stoff. Enten surr mellomlegget rundt den varme/kalde pakken før du fester den til støtten (hvis inkludert) eller holde mellomlegget mot huden mens produktet plasseres på kroppen.

Forsiktig:

33. Spør legen din før du bruker dette produktet.
34. Bare bruk produktet i 20 minutter om gangen på det berørte området.
35. Hvis du opplever ømhet, utslett eller økt smerte på noe som helst tidspunkt må du slutte å bruke produktet og ta kontakt med lege.
36. Bare bruk dette produktet for tiltenkte formål og som beskrevet i bruksanvisningen.
37. Ikke bruk dette produktet mens du bruker transdermale legemidler, hudkremer, balsamer, salver eller fuktighetskremer.
38. Hvis den avtakbare gel-pakken er revnet eller utsatt (og lekker) må du kaste den umiddelbart.
39. Bruk alltid et mellomlegg av stoff.
40. Holdes utenfor barn og dyrs rekkevidde.

Materialer: PE/nylonløkke, silke, PTFE-belagt stoff, egenutviklet gelformel

UMDNS: 25806

Laget i Kina
©2024 PolyGel®, LLC PolyGel, LLC1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA
NATRACURE™ er et merke eid av PolyGel, LLC

natracure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem, Nederland
Telefon: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.comMedisinsk
enhetDEHP-free
Ftalatfri

Designed in USA



Ikke laget av naturlig gummilatex

* Studier som siterer kuldeterapi for neuropatismerter og negletap

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2>

NATRACURE™ LUVAS DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA**REF 761-00NC1****1 Par | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Concebidas para ajudar com:

- Aliviar dedos quentes, dolorosos durante e depois quimioterapia
- Reduzir a dor causada por neuropatia e perda de unhas*

Funcionalidades principais:

- Nova Fórmula GEL/ICE™ para tratamentos terapêuticos de frio longos
- Abertura ampla que permite colocação e remoção fáceis
- Fecho de gancho e laço conveniente no pulso
- Exterior durável, resistente a manchas
- Tecido interior suave

Utilização(ões) Prevista(s): Fornecer terapia de frio a partes específicas do corpo para apoiar a cura pós-lesão, cirurgia e/ou dor crónica.

Utilizador(es) Previsto(s): Destinado a utilização por indivíduos com dor causada por neuropatia e desconforto nos mãos e dedos.

Instruções: Coloque ambas as luvas no frigorífico ou congelador, quer embrulhadas numa toalha de papel ou colocadas dentro da cobertura plástica fornecida. Refrigere por no mínimo 2 horas. Coloque as mãos dentro das luvas de forma confortável e use o fecho de gancho e laço para fixar o ajuste. Use por 20 minutos de cada vez.

Manutenção: As coberturas exteriores e interiores podem ser lavadas à mão com água e detergente. Secar ao ar ou com uma toalha até que estejam totalmente secas. A lavagem com detergentes que tenham menos perfumes e outros possíveis aditivos minimiza quaisquer possíveis reações. Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Contraindicação(ões): Os indivíduos que utilizem pacemakers ou bombas de insulina NUNCA devem utilizar estes produtos. Não utilize durante a gravidez. Não aplicar frio numa zona de perda de sensação. Não utilize em áreas de má circulação.

Aviso(s):


31. APENAS PARA UTILIZAÇÃO A FRIO!
32. Não coloque o produto numa ferida aberta.
33. Se o produto causar irritação na pele, desconforto ou se ocorrer uma má circulação, interrompa a utilização e notifique o seu médico.
34. Se tiver diabetes, neuropatia, ou má circulação, consulte um profissional médico antes de utilizar.
35. NÃO CAMINHE SOBRE AS BOLSAS! O peso excessivo pode levar a(s) bolsa(s) a verter ou romper.
36. USAR SOBRE O VESTUÁRIO OU COLOCAR UMA INTERFACE DE TECIDO ENTRE A BOLSA DE FRIO E A PELE ANTES DA UTILIZAÇÃO PARA TERAPIA A FRIO. POSSÍVEIS INTERFACES INCLUEM: Uma toalha, pano leve, um lençol/fronha (cortados ao tamanho), 6 camadas de toalhas de papel ou manga de algodão. Enrole a interface à volta da bolsa de quente/frio antes de prender a bolsa ao suporte (se incluído), ou segure a interface sobre a pele enquanto coloca o suporte no corpo.

Cuidado(s):

41. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto.
42. Utilize este produto durante apenas 20 minutos de cada vez na área afetada.
43. Se, a qualquer momento, surgir sensibilidade, irritação cutânea ou aumento da dor, interrompa a utilização e consulte o seu médico.
44. Utilizar este produto apenas para os fins previstos, conforme descrito nas instruções de utilização.
45. Não utilize este produto enquanto estiver a utilizar adesivos de administração transdérmica de medicamentos, cremes para a pele, bálsamos, unguentos ou loções.
46. Caso a bolsa de gel se tenha rasgado ou esteja comprometida (e esteja a verter) elimine-a imediatamente.
47. Utilizar sempre uma interface de tecido.
48. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Materiais: Veludo de Laço PE/Nylon, Nylon Revestido a PTFE, Fórmula de Gel Proprietária

UMDNS: 25806

Fabricado na China
©2024 PolyGel®, LLC PolyGel, LLC
1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA
NATRACURE™ é uma marca PolyGel, LLC

NC76100NC182024 REV.0

natracure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Países Baixos
Telefone: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.comAparelho
médicoDEHP-free
Sem ftalatos

Designed in USA



Não é fabricado com látex de borracha natural

* Os estudos que mencionam a terapia de frio para a dor causada por neuropatia e perda de unhas

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

MITONES DE GEL FRÍO AVANZADAS NATRACURE™**REF 761-00NC1****1 par | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Diseñadas para:

- Ayudar a aliviar los pies doloridos y calientes durante y después de la quimioterapia
- Ayuda a reducir el dolor neuropático y la pérdida de uñas*

Características clave:

- Nueva fórmula GEL/ICE™ para tratamientos largos de terapias frías
- Abertura amplia para una puesta y retiradas sencillas
- Cierre de gancho y lazada cómodo en la muñeca
- Exterior resistente a las manchas y duradero
- Tela interior suave

Uso previsto: Proporcione terapia con frío a las partes del cuerpo específicas para ayudar después de una lesión de la cirugía y/o ante dolor crónico.

Usuario previsto: Diseñadas para personas con dolores neuropáticos y molestias en los manos y los dedos.

Instrucciones: Coloque ambos mitones en el refrigerador o en el congelador, envueltos o dentro de la bolsa de plástico que se incluye. Enfriar por 2 horas como mínimo. Coloque las manos dentro de los mitones y fíjelos con el cierre de lazada y gancho. Lívelas 20 minutos cada vez.

Cuidado: Las fundas exteriores e interiores pueden lavarse a manos con agua y jabón. Secar al aire hasta estar completamente secas. Lavar con jabones que tengan poco aroma y pocos aditivos minimiza posibles reacciones. Desechar de acuerdo con la normativa local.

Contraindicaciones: Aquellos que usen marcapasos o bombas de insulina NUNCA deben usar este producto. No usar durante el embarazo. No aplicar frío una zona sin sensaciones. No usar en zonas con mala circulación.

Advertencia:


37. SOLO PARA USAR EN FRÍO.
38. No colocar el producto sobre una herida abierta.
39. Si el producto le produce irritación en la piel, incomodidad o mala circulación, interrumpa su uso y avise al médico.
40. Si tiene diabetes, neuropatías o mala circulación, consulte a un médico antes de usar.
41. ¡NO PARARSE SOBRE LAS COMPRESAS DE GEL! Un peso excesivo puede romper o provocar fugas del gel.
42. COLOCAR TEJIDO PROTECTOR O PRENDAS DE VESTIR ENTRE LA COMPRESA DE GEL Y LA PIEL, ANTES DE UNA TERAPIA EN FRÍO O EN CALOR. LAS POSIBLES PROTECCIONES INCLUYEN: Una toalla fina, un paño, sábana/funda de almohada (cortada al tamaño deseado), 6 capas de toallas de papel o Stockinette. Envuelva la protección alrededor de la compresa de gel fría/caliente antes de acoplarla al soporte (si se incluye) o sujete la protección sobre la piel mientras envuelve el apoyo alrededor del cuerpo.

Precaución:

49. CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.
50. Usar este producto solo 20 minutos cada vez sobre el área afectada.
51. Si se presenta aumento del dolor, erupción o molestias, interrumpir el uso y consultar al médico.
52. Usar este producto solo para los fines previstos, tal como se describen en estas Instrucciones de uso.
53. No utilizar este producto mientras se usen parches transdérmicos para suministro de fármacos, cremas en la piel, bálsamos, linimentos o lociones.
54. Si la compresa de gel se ha roto, sobrecalentado o comprometido (y tiene fugas) deséchela inmediatamente.
55. Utilice siempre un tejido protector.
56. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Materiales: Lazada de PE/Nailon, tela recubierta con PTFE, fórmula de gel patentada

UMDNS: 25806

Hecho en China
©2024 PolyGel®, LLC
 PolyGel, LLC
1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA
NATRACURE™ es una marca de PolyGel, LLC

natracure.com



QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Países Bajos
Teléfono: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com

Dispositivo
médicoDEHP-free
Libre de ftalato

Designed in USA



No fabricado con látex de caucho natural

* Estudios que citan terapia en frío para dolor neuropático y pérdida de uñas

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

NATRACURE™ VANTAR MED AVANCERAD KYLANDE GEL**REF 761-00NC1****1 par | 29,97 x 20,07 x 2,03 cm**

Utformad för att hjälpa:

- Lugnar varma, ömmande fingrar under och efter kemoterapi
- Minskar smärta vid neuropati och nagelförlust*

Nyckelfunktioner:

- Ny GEL/ICE™-formel för långa kylterapi behandlingar
- Bred öppning gör de lätta att ta på och av
- Smidigt kardborreband vid handleden
- Slitstarkt, fläckbeständigt yttre
- Mjukt invändigt tyg

Avsedd användning: Tillämpa kylterapi på specifika kroppsdelar för att stödja läkning efter skador, operationer och/eller kronisk smärta.

Avsedd(a) användare: Avsedd att användas av personer med neuropatisk smärta och obehag i händer och fingrar.

Anvisningar: Lägg båda vantarna i kylskåpet eller frysen, antingen inlindade i en pappershandduk eller i det medföljande plastfodralet. Kyl i minst 2 timmar. Placera händerna bekvämt i vantarna och använd kardborrebanden för att säkra passformen. Ha på dem i 20 minuter i taget.

Skötsel: Yttre och inre fodral kan tvättas för hand med tvål och vatten. Lufttorka eller klappa torrt tills det är helt torrt. Tvätt med tvålar som har mindre doft och andra eventuella tillsatser minimerar eventuella reaktioner. Kasserar i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontraindikation(er): Personer som använder pacemaker eller insulinpumpar ska ALDRIG använda dessa produkter. Använd inte under graviditeten. Applicera inte kyla på det område där känslan har försvunnit. Använd inte där det är dålig cirkulation.

Varning(ar):

43. ENDAST FÖR KYLANVÄNDNING!
44. Lägg inte produkten på ett öppet sår.
45. Om produkten orsakar hudirritation, obehag eller dålig cirkulation, sluta använda och kontakta din läkare.
46. Om du har diabetes, neuropati eller dålig cirkulation, konsultera en läkare innan användning.
47. TRAMPA INTE PÅ FÖRPACKNINGARNA! För stor vikt kan leda till att förpackningarna läcker eller går sönder.
48. ANVÄND ÖVER KLÄDERNA ELLER PLACERA ETT TYG MELLAN KYLFÖRPACKNINGEN OCH HUDEN INNAN DU ANVÄNDER KYLTERAPI. MÖJLIGA GRÄNSSNITT INKLUDERAER: Tunn handduk, tyg, lakan eller kuddefodral (klippa i rätt storlek), 6 lager hushållspapper eller slätsstickning. Linda antingen materialet runt värme-/kylförpackningen innan du fäster vid stödet (om det medföljer) eller håll materialet mot huden medan du placerar produkten på kroppen.

Varning(ar):

57. Kontakta din läkare innan du använder denna produkt.
58. Använd endast den här produkten i 20 minuter åt gången på det drabbade området.
59. Om det vid någon tidpunkt uppstår ömhet, utslag eller smärtökning, sluta använda och kontakta din läkare.
60. Använd endast denna produkt för dess avsedda ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.
61. Använd inte den här produkten när du använder transdermala läkemedel, hudplåster, hudkrämer, salvor, liniment eller lotion.
62. Om den avtagbara förpackningen har gått sönder eller skadats (och läcker) ska den omedelbart kasseras.
63. Använd alltid ett tyg mellan huden och produkten.
64. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Material: PE/Nylon Loop Velvet, PTFE-belagd nylon, egenutvecklad gelformula

UMDNS: 25806

Tillverkad i Kina
©2024 PolyGel®, LLC PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ är ett varumärke från PolyGel, LLC

natracure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Nederländerna
Telefon: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com

Ej tillverkad med naturgummilatex

* Studier som nämner kylterapi för neuropatisk smärta och nagelförlust

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

| Symbol | Symbol Description (English) | Danish/dansk | French/Français | German/Deutsche | Italian/italiano | Noir/wegien | Portuguese/portugalski | Spanish/Español | Swedish/Sweco |
|--------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU MDR 2017/745. | Angiver producenten af medicinsk udstyr som defineret i EU MDR 2017/745. | Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans l'UE 2017/745. | Zeigt den Hersteller von Medizinprodukten gemäß EU-MDR 2017/745 an. | Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nell'MDR dell'UE 2017/745. | Indikører producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU MDR 2017/745. | Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido no MDR da UE 2017/745. | Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en EU MDR 2017/745. | Angiver tillverkaren av medicintekniska produkter, enligt definitionen i EU MDR 2017/745. |
| | Indicates the authorized representative in the European Community. | Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab. | Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne. | Sigt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an. | Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità europea. | Angir autorisér/representant i Det europæiske fællesskab. | Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia. | Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea. | Angiver den auktoriserade repræsentanten i Europeiska gemenskapen. |
| | Indicates the date when the medical device was manufactured and the Country where the device was manufactured. The two-letter code is defined in ISO 3166-1 and can be viewed at https://www.iso.org/obp/ui/#search: Select Country Codes . | Angiver datoen, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet og det land, hvor enheden blev fremstillet. To-bogstavskoden er defineret i ISO 3166-1 og kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Vælg landskoder . | Indique la date de fabrication du dispositif médical et le pays dans lequel le dispositif a été fabriqué. Le code à deux lettres est défini dans la norme ISO 3166-1 et peut être consulté à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Sélectionnez Codes de pays . | Gibt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde, und das Land, in dem das Gerät hergestellt wurde. Der aus zwei Buchstaben bestehende Code ist in ISO 3166-1 definiert und kann unter https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Wählen Sie Ländercodes . | Indica la data in cui è stato prodotto il dispositivo medico e il paese in cui è stato prodotto il dispositivo. Il codice di due lettere è definito in ISO 3166-1 e può essere visualizzato su https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Seleziona codici paese . | Angir datoen da medicinsk udstyr blev produceret og landet der enheden blev produceret. To-bogstavskoden er defineret i ISO 3166-1 og kan vises på https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Vælg Landskoder . | Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado e o país onde o dispositivo foi fabricado. O código de duas letras é definido na ISO 3166-1 e pode ser visualizado em https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Seleccione códigos de país . | Indica la fecha en la que se fabricó el dispositivo médico y el país donde se fabricó el dispositivo. El código de dos letras se define en ISO 3166-1 y puede ver en https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Seleccione Códigos de país . | Angiver datumet då den medicinska utrustningen tillverkades och landet där enheten tillverkades. Koden med två bokstäver definieras i ISO 3166-1 och kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search: https://www.iso.org/obp/ui/#search: Vällj landskoder . |
| | Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified. | Angiver producentens batchkode, så batch eller partil kan identificeres. | Indique le code de lot du fabricant afin que le lot ou le lot puisse être identifié. | Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder Charge identifiziert werden kann. | Indica il codice batch del produttore in modo che sia possibile identificare il batch o il lotto. | Angir produsentens batchkoder så batchen eller partil kan identificeres. | Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou lote possa ser identificado. | Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o lote. | Angiver tillverkarens batchkod så att partier eller partier kan identifieras. |
| | Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified. | Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres. | Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié. | Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann. | Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo o medico possa essere identificato. | Angir produsentens katalognummer slik at medisinsk udstyr kan identifiseres. | Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado. | Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el dispositivo o médico. | Angiver tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras. |
| | Indicates product is DeHP-Free and Phtalates-Free | DEHP-fri og helaktfri udstyr. | Sans DEHP et sans phtalates médical. | DEHP-frei und Phthalatfrei | Senza DEHP e senza ftalati | Indikører at produktet er DEHP-frit og helaktfrit. | Livre de DEHP e livre de ftalatos | Sin DEHP y sin ftalatos | DEHP-fri och helaktfri |
| | Indicates the item is a medical device | Angiver, at emnet er et medicinsk udstyr. | Indique que l'article est un dispositif médical. | Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt. | Indica che l'articolo è un dispositivo medico. | Angir at varen er et medicinsk udstyr. | Indica que o item é um dispositivo médico. | Indica que el artículo es un dispositivo médico. | Angiver att produkten är en medicinsk utrustning. |
| | Consult Instructions for Use | Se brugsanvisningen | Consulter les instructions d'utilisation | Stefie Gebrauchsanweisung | Consultare le istruzioni per l'uso | Se brugsanvisningen | Consulte as instruções de uso | Consultar instrucciones de uso | Se brugsanvisningen |
| | Indicates Export Contact Information | Indikører eksportørens kontaktoplysninger | Indique les informations de contact de l'exportateur | Zeigt die Kontaktinformationen des Exporteurs an | Indica le informazioni di contatto dell'esportatore | Indikører eksportørens kontaktoplysninger | Indica informações de contato do exportador | Indica información de contacto del exportador | Visar exportörens kontaktinformation |
| | Hold tilmærket over QR-koden for at modtage et link til webside. | Hold dit kamera over QR-koden for at modtage et link til webside. | Prenez votre appareil photo sur le code QR pour recevoir un lien vers le site Web. | Benutzen Sie Ihre Kamera über den QR-Code, um einen Link zur Website zu erhalten. | Passa la fotocamera sul QR-Code per ricevere un link al sito web. | Hold kameraet over QR-koden for at mod en lenke til netstedet. | Prese a câmara sobre o código QR para receber um link para o site. | Prese su cámara sobre el código QR para recibir un enlace al sitio web. | Håll ditt kamera över QR-koden för att få en länk till webbplatsen. |
| | Indicates: Single user - multiple use | Angiver: Enkeltbruger - flere anvendelser | Indique: Utilisateur unique - usage multiple | Zeigt an Einzelbenutzer - Mehrfachnutzung | Indica: utente singolo - uso multiplo | Indikører: Enkeltbruger - flerbruk | Indica: Único usuário - uso múltiplo | Indica: Usuario único - uso múltiple | Indikører: En användare - flera gånger |