










NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	REF 762-00NC1
NATRACURE™ AVANCERET KØLENDE GELHÆTTE 1 Stk. 11,8" x 7,5" x 2,0"	BONNET DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ AVANCÉ 1 unité 11,8 po (30 cm) x 7,5 po (19 cm) x 2,0 po (5 cm)
NATRACURE™ AUSGEREIFTE KÜHLGELKAPPE 1 Stück 11,8" x 7,5" x 2,0"	CAPPELLO IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO NATRACURE™ 1 unità 11,8" x 7,5" x 2,0"
NATRACURE™ AVANSERT KJØLEGEHETTE 1 del 30 x 19 x 5 cm	NATRACURE™ CAPUZ DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA 1 Peça 11,8" x 7,5" x 2,0"
NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	NATRACURE™ HUVUDBAND MED AVANCERAD KYLANDE GEL 1 st. 11,8" x 7,5" x 2,0"

 QualRep Services BV Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands Phone: +31 20 788 2630 globalreg@qservegroup.com	 PolyGel, LLC 1 Danforth Drive Easton, PA 18045 USA	
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holland Telefon: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Pays-Bas Téléphone: +31 20788 2630	 YYYY-MM-DD
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Paesi Bassi Telefono: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Niederlande Telefon: +31 20 788 2630	    
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holanda Telefone: +31 20 788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederland Telefon: +31 20788 2630	UDI BAR CODE (FPO)
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederlanderna Telefon: +31 20788 2630	Servicios de QualRep BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Países Bajos Teléfono: +31 20788 2630	

 Distributore ufficiale autorizzato 3550 Heusden-Zolder G. Gezellelaan 36/2 E.B.Materials b.v. Belgio	www.belgomedical.com/store-4/ Tel +32 11 53 77 47
---	---

CAPPELLO IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO NATRACURE™**REF 762-00NC1**

1 unità | 11.8" x 7.5" x 2.0"

Progettato per

- Ridurre la caduta dei capelli*
- Lenire il mal di testa pulsante e il dolore durante e dopo la chemioterapia

Funzionalità principali:

- Nuova formula GEL/ICE™ per trattamenti lunghi con la terapia del freddo
- Il tessuto esterno isolante aiuta a trattenere il freddo
- Parte superiore arrotondata per un trattamento più mirato
- Adatto a teste da 22,5" a 25,5"
- Utilizzabile in congelatore o frigorifero

Usò/i previsto/i: Solo per il freddo: Erogare la terapia del freddo a parti specifiche del corpo per favorire la guarigione post-infornuto, intervento chirurgico, dolore cronico e per alleviare gli effetti collaterali della chemioterapia.

Utente/i previsto/i: Solo per il freddo: Utilizzo da parte di persone affette da dolore cronico, artrite, lesioni recenti o acute, dolore post-operatorio o persone sottoposte a trattamento chemioterapico.

Indicazioni: Posizionare il cappello in frigorifero o nel congelatore, avvolto in un tovagliolo di carta o inserito all'interno della copertura in plastica in dotazione. Raffreddare per un minimo di 2 ore. Indossare il cappello in testa e usare la chiusura con gancio ed anello superiore per regolare la vestibilità e la chiusura con gancio e anello inferiore per far uscire la coda di cavallo dal cappello. Indossarlo per 20 minuti ogni volta.

Cura: Lavare a mano il tessuto interno ed esterno con acqua e sapone. Arieggiare o asciugare fino alla completa asciugatura. Usare saponi a basso contenuto di profumi e altri possibili additivi per ridurre al minimo le possibili reazioni. Smaltire secondo le normative locali.

Controindicazioni: Le persone portatrici di pacemaker o che utilizzano pompe per insulina non devono MAI utilizzare questi prodotti. Non usare in gravidanza. Non applicare freddo su aree prive di sensibilità. Non usare in caso di cattiva circolazione.

Avvertenza/e:

19. DA USARE SOLO PER IL FREDDO!
20. Non posizionare il prodotto su una ferita aperta.
21. Se il prodotto provoca irritazione della pelle, disagio o cattiva circolazione, interrompere l'uso e informare il medico.
22. In caso di diabete, neuropatia o cattiva circolazione, consultare un medico prima dell'utilizzo.
23. NON CALPESTARE GLI IMPACCHI! Un peso eccessivo può causare fuoriuscita di gel o rottura dell'impacco.
24. USARE SOPRA GLI INDUMENTI O POSIZIONARE UN'INTERFACCIA IN TESSUTO TRA L'IMPACCO FREDDO E LA PELLE, PRIMA DI UTILIZZARE LA TERAPIA DEL FREDDO. LE POSSIBILI INTERFACCIE COMPRENDONO: Un asciugamano leggero, un panno, un lenzuolo/federa (tagliato su misura), 6 strati di carta assorbente o una maglia rasata. Avvolgere l'interfaccia attorno all'impacco caldo/freddo prima di attaccarlo al supporto (se presente) oppure tenere l'interfaccia sulla pelle mentre si posiziona il prodotto sul corpo.

Cautela/e:

25. Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.
26. Utilizzare questo prodotto per un massimo di 20 minuti alla volta nell'area interessata.
27. Se in qualsiasi momento si verifica irritazione, eruzione cutanea o si prova un aumento del dolore, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
28. Utilizzare questo prodotto solo per gli scopi previsti, come descritto nelle istruzioni per l'uso.
29. Non utilizzare questo prodotto durante l'utilizzo di cerotti cutanei transdermici per la somministrazione di farmaci, creme per la pelle, balsami, linimenti o lozioni.
30. Se l'impacco rimovibile ha uno strappo, è surriscaldato o è danneggiato (e presenta fuoriuscite), sostituirlo immediatamente.
31. Utilizzare sempre un'interfaccia in tessuto.
32. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Materiali: Anello in velluto in PE/Nylon, nylon rivestito in PTFE, formula in gel esclusiva

UMDNS: 25806

Prodotto in Cina

©2024 PolyGel®, LLC

 PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ è un marchio di PolyGel, LLC

NatraCure.com

EC	REP
----	-----

QualRep Services BV

Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Paesi Bassi

Telefono: +31 20 788 2630

globalreg@qservegroup.com

* Studi che citano la terapia del freddo per il dolore neuropatico e la caduta dei capelli

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

Non realizzato con lattice di gomma

**Distributore ufficiale autorizzato****3550 Heusden-Zolder****G. Gezellelaan 36/2****E.B.Materials b.v.****Belgio****www.belgomedical.com/store-4/****Tel +32 11 53 77 47**

Symbol	Symbol Description (English)	Danish/dansk	French/Français	German/Deutsche	Italian/italiano	Norwegian	Portuguese/portugalski	Spanish/Español	Swedish/Sweco
	Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU MDR 2017/745.	Angiver producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans EU MDR 2017/745.	Zeigt den Hersteller von Medizinprodukten gemäß EU-MDR 2017/745 an.	Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nell'MDR (dell'UE 2017/745).	Indikerer produsenten av medisinsk utstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido no MDR da UE 2017/745.	Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en EU MDR 2017/745.	Anger tillverkaren av medicintekniska produkter, enligt definitionen i EU MDR 2017/745.
	Indicates the authorized representative in the European Community.	Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.	Gibt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an.	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità europea.	Angir autorisert representant i Det europeiske fellesskap.	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.	Anger den auktoriserade representanten i Europeiska gemenskapen.
	Indicates the date when the medical device was manufactured and the Country where the device was manufactured. The week-letter code is defined in ISO 3166-1 and can be viewed at https://www.iso.org/obp/ui/#search:Select-Country-Codes .	Angiver datoen, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet, og det land, hvor enheden blev fremstillet. Udstyrsweekkoden er defineret i ISO 3166-1 og kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg-landskoder .	Indique la date de fabrication du dispositif médical et le pays dans lequel le dispositif a été fabriqué. Le code à deux lettres est défini dans la norme ISO 3166-1 et peut être consulté à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selectionnez-Codes-de-pays .	Gibt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde, und das Land, aus dem das Medizinprodukt hergestellt wurde. Die zweibuchstabenige Code ist in ISO 3166-1 definiert und kann unter https://www.iso.org/obp/ui/#search:Wählen-Sie-Ländercodes .	Indica la data in cui è stato prodotto il dispositivo medico e il paese in cui è stato prodotto il dispositivo. Il codice di due lettere è definito in ISO 3166-1 e può essere visualizzato su https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleziona-codici-paese .	Angir datoen da medisinsk utstyr ble produsert og landet der enheten ble produsert. To-bokstavs-koden er defineret i ISO 3166-1 og kan vises på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg-Landskoder .	Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado e o país onde o dispositivo foi fabricado. O código de duas letras é definido na ISO 3166-1 e pode ser visualizado em https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleccione-códigos-de-país .	Indica la fecha en la que se fabricó el dispositivo médico y el país donde se fabricó el dispositivo. El código de dos letras se define en ISO 3166-1 y puede ver en https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleccione-Códigos-de-país .	Anger datum da den medicinska utrustningen tillverkades och landet där enheten tillverkades. Koden em två bokstäver definieras i ISO 3166-1 och kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Välj-landskoder .
	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.	Angiver producentens batchkode, så batch eller part kan identificeres.	Indique le code de lot du fabricant afin que le lot ou le lot puisse être identifié.	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder Charge identifiziert werden kann.	Indica il codice batch del produttore in modo che sia possibile identificare il batch o il lot.	Angir produsentens batchkode slik at batchen eller partiet kan identifiseres.	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou lote possa ser identificado.	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o lote.	Anger tillverkarens batchkod så att partiet eller partiet kan identifieras.
	Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified.	Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.	Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo o medico possa essere identificato.	Angir produsentens katalognummer slik at medisinsk utstyr kan identifiseres.	Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.	Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el dispositivo o médico.	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
	Indicates product's DEHP-Free and Phthalate-Free.	DEHP-fri og ftalati-fri.	Sans DEHP et sans phtalates.	DEHP-frei und Phthalat-frei.	Senza DEHP e senza ftalati.	Indikerer at produktet er DEHP-fritt og ftalati-fritt.	Indica que o item é um dispositivo médico.	Indica que el artículo es un dispositivo médico.	Anger att produkten är en medicinsk utrustning.
	Indicates the item is a medical device.	Angiver, at emnet er et medicinsk udstyr.	Indique que l'article est un dispositif médical.	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.	Indica che l'articolo è un dispositivo o medico.	Angir at varen er et medisinsk utstyr.	Indica informações de contato do exportador.	Indica información de contacto del exportador.	Anger att produktens kontaktinformation.
	Indicates Exporter Contact Information.	Indikerer eksportørens kontaktoplysninger.	Indique les informations de contact de l'exporteur.	Zeigt die Kontaktinformationen des Exporteurs an.	Indica le informazioni di contatto dell'esportatore.	Indikerer eksportørens kontaktoplysning.	Indica informações de contato do exportador.	Indica información de contacto del exportador.	Visar exportörens kontaktinformation.
	Consult instructions for Use.	Se brugsanvisningen.	Consulter les instructions d'utilisation.	Sehe Gebrauchsanweisung.	Consultare le istruzioni per l'uso.	Se bruksanvisningen.	Consulte as instruções de uso.	Consultar instrucciones de uso.	Se bruksanvisningen.
	Indicates Single user - multiple use.	Angiver Enkeltbruger - flere anvendelser.	Indique - Utilisateur unique - usage multiple.	Zeigt an: Einzelbenutzer - Mehrfachnutzung.	Indica: utente singolo - uso multiplo.	Indikerer: Enkeltbruger - flerbruk.	Indica: Único usuario - uso multiplo.	Indica: Usuario único - uso multiple.	Indikerer: En användare - flera gånger.
	Hover your camera over the QR Code to view Instructions for Use in 25 languages.	Hold musen over QR-koden for at se brugsanvisningen på 25 sprog.	Passer votre caméra sur le code QR pour afficher les instructions d'utilisation en 25 langues.	Beugein Sie die Kamera über den QR-Code, um die Gebrauchsanweisung in 25 Sprachen anzuzeigen.	Posiziona la fotocamera sul codice QR per visualizzare le istruzioni per l'uso in 25 lingue.	Hold kameraet over QR-koden for å se bruksanvisningen på 25 språk.	Hold kameraet over QR-koden for å se bruksanvisningen på 25 språk.	Pase la cámara sobre el código QR para ver las instrucciones de uso en 25 idiomas.	Håll muspekaren över QR-koden för att se bruksanvisningen på 25 språk.