










NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	REF 762-00NC1
NATRACURE™ AVANCERET KØLENDE GELHÆTTE 1 Stk. 11,8" x 7,5" x 2,0"	BONNET DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ AVANCÉ 1 unité 11,8 po (30 cm) x 7,5 po (19 cm) x 2,0 po (5 cm)
NATRACURE™ AUSGEREIFTE KÜHLGELKAPPE 1 Stück 11,8" x 7,5" x 2,0"	CAPPELLO IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO NATRACURE™ 1 unità 11,8" x 7,5" x 2,0"
NATRACURE™ AVANSERT KJØLEGEHETTE 1 del 30 x 19 x 5 cm	NATRACURE™ CAPUZ DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA 1 Peça 11,8" x 7,5" x 2,0"
NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	NATRACURE™ HUVUDBAND MED AVANCERAD KYLANDE GEL 1 st. 11,8" x 7,5" x 2,0"

 QualRep Services BV Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands Phone: +31 20 788 2630 globalreg@qservegroup.com	 PolyGel, LLC 1 Danforth Drive Easton, PA 18045 USA	
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holland Telefon: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Pays-Bas Téléphone: +31 20788 2630	 YYYY-MM-DD
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Paesi Bassi Telefono: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Niederlande Telefon: +31 20 788 2630	    
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holanda Telefone: +31 20 788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederland Telefon: +31 20788 2630	UDI BAR CODE (FPO)
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederlanderna Telefon: +31 20788 2630	Servicios de QualRep BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Países Bajos Teléfono: +31 20788 2630	

 Distributeur officiel E.B.Materials b.v. G Gezellelaan 36/2 3550 Heusden-Zolder Belgique Nr TVA: BE0859589551	Tél 0032 11 53 77 47 www.belgomedical.com/store-3/
--	--

BONNET DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ AVANCÉ**REF 762-00NC1**

1 unité | 11,8 po (30 cm) x 7,5 po (19 cm) x 2,0 po (5 cm)

Conçu pour aider à

- Réduire la chute des cheveux*
- Apaiser les maux de tête et les douleurs pendant et après la chimiothérapie

Caractéristiques principales :

- Nouvelle formule GEL/ ICETM pour thérapie par le froid longue durée
- Le tissu extérieur isolé aide à retenir le froid
- Partie supérieure arrondie pour un traitement plus ciblé
- Convient aux têtes de 22,5 po (57 cm) à 25,5 po (65 cm)
- Peut-être placé au congélateur ou au réfrigérateur

Utilisation(s) prévue(s) : Pour une utilisation à froid uniquement : Permet d'appliquer une thérapie par le froid à des parties spécifiques du corps pour favoriser la guérison après une blessure, une intervention chirurgicale, une douleur chronique et pour aider à atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie.

Utilisateur(s) visé(s) : Pour une utilisation à froid uniquement : À utiliser chez des personnes souffrant de douleur chronique, d'arthrite, de blessures récentes ou aiguës ou de douleur postopératoire ou les personnes suivant un traitement par chimiothérapie.

Instructions : Placer le bonnet au réfrigérateur ou au congélateur enroulé dans une feuille d'essuie-tout ou placé dans la couverture en plastique qui l'accompagne. Refroidir pendant au moins 2 heures. Placer le bonnet sur la tête et utiliser la fermeture velcro supérieure pour ajuster la taille, et la fermeture velcro inférieure pour laisser sortir la queue de cheval du bonnet. Les garder pendant 20 minutes à la fois.

Entretien : Laver à la main le tissu extérieur et intérieur avec de l'eau et du savon. Laisser sécher à l'air ou éponger jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Utiliser des savons sans parfum et autres additifs afin de prévenir d'éventuellement réactions. Éliminer conformément à la réglementation locale.

Contre-indication(s) : Les personnes qui utilisent des stimulateurs cardiaques ou des pompes à insuline ne doivent JAMAIS utiliser ces produits. N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceintes. N'appliquez pas de froid sur une zone qui a perdu la sensibilité. N'utilisez pas ce produit sur une zone souffrant de mauvaise circulation.

Avertissement(s) :

7. POUR UTILISATION À FROID UNIQUEMENT !
8. Ne placez jamais le produit sur une plaie ouverte.
9. Si le produit provoque une irritation de la peau, une gêne ou une mauvaise circulation, cessez de l'utiliser et informez-en votre médecin.
10. Si vous souffrez de diabète, de neuropathie ou d'une mauvaise circulation, consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
11. NE MARCHEZ PAS SUR LES POCHEs ! Un poids excessif peut provoquer une fuite ou une rupture des poches de gel.
12. UTILISEZ PAR-DESSUS LES VÊTEMENTS OU PLACEZ UN TISSU ENTRE LA POCHE FROIDE ET LA PEAU, AVANT D'UTILISER LA THÉRAPIE PAR LE FROID. ENTRE AUTRES, VOUS POUVEZ UTILISER : Une serviette légère, un tissu, un drap/une taie d'oreiller (ajustez la taille en découpant), 6 feuilles d'essuie-tout ou du jersey. Vous pouvez soit enrouler le tissu autour de la poche chaude/froide avant de la fixer au support (s'il est inclus) soit maintenir le tissu sur la peau tout en enroulant le produit sur le corps.

Attention :


9. Demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce produit.
10. N'utilisez ce produit que pendant 20 minutes à la fois sur la zone affectée.
11. Si, à un moment donné, une douleur, une éruption cutanée ou une augmentation de la douleur se produit, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
12. N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le Mode d'emploi.
13. N'utilisez pas ce produit lorsque vous utilisez des timbres transdermiques (patches), des crèmes, des baumes, des pommades ou des lotions pour la peau.
14. Si la poche amovible a été déchirée ou endommagée (et qu'elle fuit), jetez-la immédiatement.
15. Utilisez toujours un tissu.
16. Maintenir ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Matériaux : Velours en PE/Nylon, nylon recouvert de PTFE, Formule de gel breveté

UMDNS: 25806

Fabriqué en Chine

©2024 PolyGel®, LLC

 PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ est une marque de PolyGel, LLC

NatraCure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – les Pays-Bas
Téléphone : +31 20 788 2630
globalreg@qservgroup.com

* Des études qui citent la thérapie par le froid en cas de douleur neuropathique et de perte de cheveux

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

Non fabriqué avec du latex de



Distributeur officiel
E.B.Materials b.v.
G Gezellelaan 36/2
3550 Heusden-Zolder
Belgique
Nr TVA: BE0859589551

Tél 0032 11 53 77 47
www.belgomedical.com/store-3/

Symbol	Symbol Description (English)	Danish/dansk	French/Français	German/Deutsche	Italian/Italiano	Norwegian	Portuguese/portugalski	Spanish/Español	Swedish/Sweco
	Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU MDR 2017/745.	Angiver producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans EU MDR 2017/745.	Zeigt den Hersteller von Medizinprodukten gemäß EU-MDR 2017/745 an.	Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nell'MDR (dell'UE 2017/745).	Indikerer produsenten av medisinsk utstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido no MDR da UE 2017/745.	Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en EU MDR 2017/745.	Angiver tillverkaren av medicintekniska produkter, enligt definitionen i EU MDR 2017/745.
	Indicates the authorized representative in the European Community.	Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.	Gibt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an.	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità europea.	Angir autorisert representant i Det europeiske fellesskap.	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.	Angiver den auktoriserade representanten i Europeiska gemenskapen.
	Indicates the date when the medical device was manufactured and the Country where the device was manufactured. The week-letter code is defined in ISO 3166-1 and can be viewed at https://www.iso.org/obp/ui/#search:Select:Country:Codes .	Angiver datoen, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet, og det land, hvor enheden blev fremstillet. Udstyrsweekkoden er defineret i ISO 3166-1 og kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg:Landskoder .	Indique la date de fabrication du dispositif médical et le pays dans lequel le dispositif a été fabriqué. Le code à deux lettres est défini dans la norme ISO 3166-1 et peut être consulté à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selectionnez:Codes:de:pays .	Gibt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde. Die aus zwei Buchstaben bestehende Code ist in ISO 3166-1 definiert und kann unter https://www.iso.org/obp/ui/#search:Landescodes .	Indica la data in cui è stato prodotto il dispositivo medico e il paese in cui è stato prodotto il dispositivo. Il codice di due lettere è definito in ISO 3166-1 e può essere visualizzato su https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleziona:codici:paese .	Angir datoen da medisinsk utstyr ble produsert og landet der enheten ble produsert. To-bokstavs-koden er defineret i ISO 3166-1 og kan vises på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg:Landskoder .	Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado e o país onde o dispositivo foi fabricado. O código de duas letras é definido na ISO 3166-1 e pode ser visualizado em https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleccione:codigos:de:país .	Indica la fecha en la que se fabricó el dispositivo médico y el país donde se fabricó el dispositivo. El código de dos letras se define en ISO 3166-1 y puede ver en https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleccione:Codigo:de:país .	Angiver datum da den medicinska utrustningen tillverkades och landet där enheten tillverkades. Koden em två bokstäver definieras i ISO 3166-1 och kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Välj:landskoder .
	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.	Angiver producentens batchkode, så batch eller part kan identificeres.	Indique le code de lot du fabricant afin que le lot ou le lot puisse être identifié.	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder Charge identifiziert werden kann.	Indica il codice batch del produttore in modo che sia possibile identificare il batch o il lot.	Angir produsentens batchkode slik at batchen eller partiet kan identifiseres.	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou lote possa ser identificado.	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o lote.	Angiver tillverkarens batchkod så att partiet eller partiet kan identifieras.
	Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified.	Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.	Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo o medico possa essere identificato.	Angir produsentens katalognummer slik at medisinsk utstyr kan identifiseres.	Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.	Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el dispositivo o médico.	Angiver tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
	Indicates product's DEHP-Free and Phthalate-Free.	DEHP-fri og ftalati-fri.	Sans DEHP et sans phtalates.	DEHP-frei und Phthalat-frei.	Senza DEHP e senza ftalati.	Indikerer at produktet er DEHP-fritt og ftalati-fritt.	Indica que o item é um dispositivo médico.	Indica que el artículo es un dispositivo médico.	Anger att produkten är en medicinsk utrustning.
	Indicates the item is a medical device.	Angiver, at emnet er et medicinsk udstyr.	Indique que l'article est un dispositif médical.	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.	Indica che l'articolo è un dispositivo o medico.	Angir at varen er et medisinsk utstyr.	Indica informações de contato do exportador.	Indica información de contacto del exportador.	Anger att produkten är en medicinsk utrustning.
	Consult instructions for Use.	Se brugsanvisningen.	Consulter les instructions d'utilisation.	Sehe Gebrauchsanweisung.	Consultare le istruzioni per l'uso.	Se bruksanvisningen.	Consulte as instruções de uso.	Consultar instrucciones de uso.	Se bruksanvisningen.
	Indicates Exporter Contact Information.	Indikerer eksportørens kontaktoplysninger.	Indique les informations de contact de l'exporteur.	Zeigt die Kontaktinformationen des Exporteurs an.	Indica le informazioni di contatto dell'esportatore.	Indikerer eksportørens kontaktoplysning.	Indica informações de contato do exportador.	Indica información de contacto del exportador.	Visar exportörrens kontaktinformation.
	Hover your camera over the QR Code to view Instructions for Use in 25 languages.	Hold museen over QR-koden for at se brugsanvisningen på 25 sprog.	Passer votre caméra sur le code QR pour afficher les instructions d'utilisation en 25 langues.	Beugein Sie die Kamera über den QR-Code, um die Gebrauchsanweisung in 25 Sprachen anzuzeigen.	Posiziona la fotocamera sul codice QR per visualizzare le istruzioni per l'uso in 25 lingue.	Hold kameraet over QR-koden for at se bruksanvisningen på 25 språk.	Hold kameraet over QR-koden for å se bruksanvisningen på 25 språk.	Pase la cámara sobre el código QR para ver las instrucciones de uso en 25 idiomas.	Håll muspekaren över QR-koden för att se bruksanvisningen på 25 språk.
	Indicates Single user - multiple use.	Angiver Enkeltbruger - flere anvendelser.	Indique - Utilisateur unique - usage multiple.	Zeigt an Einzelbenutzer - Mehrfachnutzung.	Indica: utente singolo - uso multiplo.	Indikerer Enkeltbruger - flerbruk.	Indica: Único usuario - uso multiplo.	Indica: Usuario único - uso múltiple.	Indikerer En användare - flera gånger.