










NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	REF 762-00NC1
NATRACURE™ AVANCERET KØLENDE GELHÆTTE 1 Stk. 11,8" x 7,5" x 2,0"	BONNET DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ AVANCÉ 1 unité 11,8 po (30 cm) x 7,5 po (19 cm) x 2,0 po (5 cm)
NATRACURE™ AUSGEREIFTE KÜHLGELKAPPE 1 Stück 11,8" x 7,5" x 2,0"	CAPPELLO IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO NATRACURE™ 1 unità 11,8" x 7,5" x 2,0"
NATRACURE™ AVANSERT KJØLEGEHETTE 1 del 30 x 19 x 5 cm	NATRACURE™ CAPUZ DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA 1 Peça 11.8" x 7.5" x 2.0"
NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	NATRACURE™ HUVUDBAND MED AVANCERAD KYLANDE GEL 1 st. 11,8" x 7,5" x 2,0"

 QualRep Services BV Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands Phone: +31 20 788 2630 globalreg@qservegroup.com	 PolyGel, LLC 1 Danforth Drive Easton, PA 18045 USA	
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holland Telefon: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Pays-Bas Téléphone: +31 20788 2630	 YYYY-MM-DD
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Paesi Bassi Telefono: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Niederlande Telefon: +31 20 788 2630	    
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holanda Telefone: +31 20 788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederland Telefon: +31 20788 2630	UDI BAR CODE (FPO)
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederlanderna Telefon: +31 20788 2630	Servicios de QualRep BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Países Bajos Teléfono: +31 20788 2630	

 Officiell distributör E.B.Materials b.v. G Gezellelaan 36/2 3550 Heusden-Zolder Belgien Moms: BE0859589551	Tel 0032 11 53 77 47www.belgomedical.com/store -7/
---	--

NATRACURE™ HUVUDBAND MED AVANCERAD KYLANDE GEL**REF 762-00NC1**

1 st. | 11,8" x 7,5" x 2,0"

Utformad för att hjälpa

- Minska håravfall*

- Lätta pulserande huvudvärk och smärta under och efter kemoterapi

Nyckelfunktioner:

- Ny GEL/ICETM-formel för långa kylterapibehandlingar

- Isolerat yttertyg hjälper till att hålla kvar kylan

- Avrundad topp för en mer målinriktad behandling

- Passar huvudstorlekar från 22,5" till 25,5"

- Lämplig för frys eller kylskåp

Officiell distributör

E.B.Materials b.v.

G Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgien

Moms: BE0859589551

Tel 0032 11 53 77

47www.belgomedical.com/store

-7/

Avsedd användning: Endast för källanvändning: Ge kylterapi till specifika kroppsdelar för att stödja läkning efter skador, operationer, kronisk smärta och för att lindra biverkningarna från kemoterapi.

Avsedd(a) användare: Endast för källanvändning: För användning av personer med kronisk smärta, artrit, nyligen inträffade eller akuta skador, postoperativ smärta eller personer som genomgår kemoterapi.

Anvisningar: Lägg huvudbandet i kylskåpet eller frysen, antingen inlindad i en pappershandduk eller i det medföljande plastfodralet. Kyl i minst 2 timmar. Sätt huvudbandet på huvudet och använd det övre kardborrebandet för att justera passformen, och det nedre kardborrebandet för personer med hästsvans. Ha på i 20 minuter i taget.

Skötsel: Handvätta det yttre och inre materialet med tvål och vatten. Lufta eller torka tills det är helt torrt. Att använda tvålar som har mindre doft och andra eventuella tillsatser minimerar eventuella reaktioner. Kassera i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontraindikation(er): Personer som använder pacemaker eller insulinpumpar ska ALDRIG använda dessa produkter. Använd inte under graviditeten. Applicera inte kyla på det område där känslan har försvunnit. Använd inte där det är dålig cirkulation.

Varning(ar):

43. ENDAST FÖR KYLANVÄNDNING!

44. Lägg inte produkten på ett öppet sår.

45. Om produkten orsakar hudirritation, obehag eller dålig cirkulation, sluta använda och kontakta din läkare.

46. Om du har diabetes, neuropati eller dålig cirkulation, konsultera en läkare innan användning.

47. TRAMPA INTE PÅ FÖRPACKNINGARNA! För stor vikt kan leda till att gelförpackningar läcker eller går sönder.

48. ANVÄND ÖVER KLÄDERNA ELLER PLACERA ETT TYG MELLAN KYLFÖRPACKNINGEN OCH HUDEN INNAN DU ANVÄNDER KYLTERAPI. MÖJLIGA GRÄNSSNITT INKLUDERAER: Tunn handduk, tyg, lakan eller kuddefodral (klippta i rätt storlek), 6 lager hushållspapper eller slätstickning. Linda antingen materialet runt värme-/kylförpackningen innan du fäster vid stödet (om det medföljer) eller håll materialet mot huden medan du placerar produkten på kroppen.

Varning(ar):

57. Kontakta din läkare innan du använder denna produkt.

58. Använd endast den här produkten i 20 minuter åt gången på det drabbade området.

59. Om det vid någon tidpunkt uppstår ömhet, utslag eller smärtökning, sluta använda och kontakta din läkare.

60. Använd endast denna produkt för dess avsedda ändamål som beskrivs i bruksanvisningen.

61. Använd inte den här produkten när du använder transdermala läkemedel, hudplåster, hudkrämer, salvor, liniment eller lotion.

62. Om den avtagbara förpackningen har gått sönder eller skadats (och läcker) ska den omedelbart kasseras.

63. Använd alltid ett tyg mellan huden och produkten.

64. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Material: PE/Nylon Loop Velvet, PTFE-belagd nylon, egenutvecklad gelformula

UMDNS: 25806

Tillverkad i Kina

©2024 PolyGel®, LLC

 PolyGel, LLC

1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA

NATRACURE™ är ett varumärke från PolyGel, LLC

NatraCure.com

* Studier som nämner kylterapi för neuropatisk smärta och hårförlust

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

Ej tillverkad med naturgummilatex



QualRep Services BV

Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Nederländerna

Telefon: +31 20 788 2630

globalreg@qservegroup.com

Officiell distributör

E.B.Materials b.v.

G Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgien

Moms: BE0859589551

Tel 0032 11 53 77

47www.belgomedical.com/store

-7/

Symbol	Symbol Description (English)	Danish/Dansk	French/Français	German/Deutsche	Italian/Italiano	Norwegian	Portuguese/portugalski	Spanish/Español	Swedish/Sweco
	Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU MDR 2017/745.	Angiver producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans EU MDR 2017/745.	Zeigt den Hersteller von Medizinprodukten gemäß EU-MDR 2017/745 an.	Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nell'MDR (dell'UE 2017/745).	Indikerer produsenten av medisinsk utstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido no MDR da UE 2017/745.	Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en EU MDR 2017/745.	Angiver tillverkaren av medicintekniska produkter, enligt definitionen i EU MDR 2017/745.
	Indicates the authorized representative in the European Community.	Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.	Gibt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an.	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità europea.	Angir autorisert representant i Det europeiske fellesskap.	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.	Angiver den auktoriserade representanten i Europeiska gemenskapen.
	Indicates the date when the medical device was manufactured and the Country where the device was manufactured. The week-letter code is defined in ISO 3166-1 and can be viewed at https://www.iso.org/obp/ui/#search:Select:Country:Codes .	Angiver datoen, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet, og det land, hvor enheden blev fremstillet. Udstyrsweekkoden er defineret i ISO 3166-1 og kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg:Landskoder .	Indique la date de fabrication du dispositif médical et le pays dans lequel le dispositif a été fabriqué. Le code à deux lettres est défini dans la norme ISO 3166-1 et peut être consulté à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selectionnez:Codes:de:pays .	Gibt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde, und das Land, aus dem das Medizinprodukt hergestellt wurde. Die zweibuchstaben-Code ist in ISO 3166-1 definiert und kann unter https://www.iso.org/obp/ui/#search:Wählen:Sie:Landescodes .	Indica la data in cui è stato prodotto il dispositivo medico e il paese in cui è stato prodotto il dispositivo. Il codice di due lettere è definito in ISO 3166-1 e può essere visualizzato su https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleziona:codici:paese .	Angir datoen da medisinsk utstyr ble produsert og landet der enheten ble produsert. To-bokstavs-koden er defineret i ISO 3166-1 og kan vises på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg:Landskoder .	Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado e o país onde o dispositivo foi fabricado. O código de duas letras é definido na ISO 3166-1 e pode ser visualizado em https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selecione:codigos:de:país .	Indica la fecha en la que se fabricó el dispositivo médico y el país donde se fabricó el dispositivo. El código de dos letras se define en ISO 3166-1 y puede ver en https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selecciona:Codigo:de:país .	Angiver datum da den medicinske utrustningen tillverkas och landet där enheten tillverkas. Koden em två bokstäver definieras i ISO 3166-1 och kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Välj:landskoder .
	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.	Angiver producentens batchkode, så batch eller part kan identificeres.	Indique le code de lot du fabricant afin que le lot ou le lot puisse être identifié.	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder Charge identifiziert werden kann.	Indica il codice batch del produttore in modo che sia possibile identificare il batch o il lot.	Angir produsentens batchkode slik at batchen eller partiet kan identifiseres.	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou lote possa ser identificado.	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o lote.	Angiver tillverkarens batchkod så att partiet eller partiet kan identifieras.
	Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified.	Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.	Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo o medico possa essere identificato.	Angir produsentens katalognummer slik at medisinsk utstyr kan identifiseres.	Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.	Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el dispositivo o médico.	Angiver tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
	Indicates product's DEHP-Free and Phthalate-Free.	DEHP-fri og ftalati-fri.	Sans DEHP et sans phtalates	DEHP-frei und Phthalat-frei	Senza DEHP e senza ftalati	Indikerer at produktet er DEHP-fritt og ftalati-fritt.	Indica que o item é um dispositivo médico.	Indica que el artículo es un dispositivo médico.	Anger att produkten är en medicinsk utrustning.
	Indicates the item is a medical device.	Angiver, at emnet er et medicinsk udstyr.	Indique que l'article est un dispositif médical.	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.	Indica che l'articolo è un dispositivo o medico.	Angir at varen er et medisinsk udstyr.	Indica que o item é um dispositivo médico.	Indica que el artículo es un dispositivo médico.	Anger att produkten är en medicinsk utrustning.
	Consult instructions for Use	Se brugsanvisningen	Consulter les instructions d'utilisation	Sehe Gebrauchsanweisung	Consultare le istruzioni per l'uso	Se bruksanvisningen	Consulte as instruções de uso	Consultar instrucciones de uso	Se bruksanvisningen
	Indicates Exporter Contact Information	Indikerer eksportørens kontaktoplysninger	Indique les informations de contact de l'exportateur	Zeigt die Kontaktinformationen des Exporteurs an	Indica le informazioni di contatto dell'esportatore	Indikerer eksportørens kontaktoplysninger	Indica informações de contato do exportador	Indica información de contacto del exportador	Visar exportörrens kontaktinformation
	Hover your camera over the QR Code to view Instructions for Use in 25 languages	Hold museen over QR-koden for at se brugsanvisningen på 25 sprog	Passer votre caméra sur le code QR pour afficher les instructions d'utilisation en 25 langues.	Beugein Sie die Kamera über den QR-Code, um die Gebrauchsanweisung in 25 Sprachen anzuzeigen.	Posiziona la fotocamera sul codice QR per visualizzare le istruzioni per l'uso in 25 lingue.	Hold kameraet over QR-koden for at se bruksanvisningen på 25 sprog.	Hold kameraet over QR-koden for at se bruksanvisningen på 25 sprog.	Pase la cámara sobre el código QR para ver las instrucciones de uso en 25 idiomas.	Håll musekameran över QR-koden för att se bruksanvisningen på 25 språk.
	Indicates Single user - multiple use	Angiver Enkeltbruger - flere anvendelser	Indique - Utilisateur unique - usage multiple	Zeigt an Einzelbenutzer - Mehrfachnutzung	Indica utente singolo - uso multiplo	Indikerer Enkeltbruger - flertal brugere	Indica Único usuario - uso multiplo	Indica Usuario único - uso múltiple	Indikerer En användare - flera gånger