











NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	REF 762-00NC1
NATRACURE™ AVANCERET KØLENDE GELHÆTTE 1 Stk. 11,8" x 7,5" x 2,0"	BONNET DE GEL DE REFROIDISSEMENT NATRACURE™ AVANCÉ 1 unité 11,8 po (30 cm) x 7,5 po (19 cm) x 2,0 po (5 cm)
NATRACURE™ AUSGEREIFTE KÜHLGELKAPPE 1 Stück 11,8" x 7,5" x 2,0"	CAPPELLO IN GEL A RAFFREDDAMENTO AVANZATO NATRACURE™ 1 unità 11,8" x 7,5" x 2,0"
NATRACURE™ AVANSERT KJØLEGEHETTE 1 del 30 x 19 x 5 cm	NATRACURE™ CAPUZ DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA 1 Peça 11.8" x 7.5" x 2.0"
NATRACURE™ ADVANCED COOLING GEL CAP 1 Piece 11.8" x 7.5" x 2.0"	NATRACURE™ HUVUDBAND MED AVANCERAD KYLANDE GEL 1 st. 11,8" x 7,5" x 2,0"

 QualRep Services BV Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – the Netherlands Phone: +31 20 788 2630 globalreg@qservegroup.com	 PolyGel, LLC 1 Danforth Drive Easton, PA 18045 USA	
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holland Telefon: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Pays-Bas Téléphone: +31 20788 2630	 YYYY-MM-DD
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Paesi Bassi Telefono: +31 20788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Niederlande Telefon: +31 20 788 2630	    
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Holanda Telefone: +31 20 788 2630	QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederland Telefon: +31 20788 2630	UDI BAR CODE (FPO)
QualRep Services BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Nederlanderna Telefon: +31 20788 2630	Servicios de QualRep BV Utrechtseweg 310 - B42, 6812 AR, Arnhem - Países Bajos Teléfono: +31 20788 2630	
 Distribuidor autorizado oficial www.belgomedical.com/store-9/ E.B.Materials b.v. G Gezellelaan 36/2 3550 Heusden-Zolder Bélgica Tel +32 11 53 77 47		

NATRACURE™ CAPUZ DE GEL DE REFRIGERAÇÃO AVANÇADA**REF 762-00NC1**

1 Peça | 11.8" x 7.5" x 2.0"

Concebido para ajudar com

- Reduzir a queda de cabelo*
- Acalmar dores de cabeça e a dor durante e após a quimioterapia

Funcionalidades principais:

- Nova fórmula GEL/ICETM para tratamentos de terapia de frio longos
- Tecido exterior isolado ajuda a reter o calor
- Topo arredondado para um tratamento mais direcionado
- Ajusta-se a cabeça de 22.5" a 25.5"
- Adequado para congelador ou frigorífico

Utilização(ões) Prevista(s): Para Frio Apenas: Fornece terapia de frio a partes específicas do corpo em apoio à cura pós-ferimentos, cirurgia, dor crónica e para ajudar a acalmar os efeitos secundários da quimioterapia.

Utilizador(es) Previsto(s): Para Frio Apenas: Para uso em indivíduos com dor crónica, artrite, ferimentos recentes ou agudos, dor pós-operatória ou indivíduos sujeitos a tratamento de quimioterapia.

Instruções: Coloque o capuz no frigorífico ou congelador, quer embrulhado numa toalha de papel ou colocado dentro da cobertura plástica fornecida. Refrigere por, no mínimo, 2 horas. Coloque o capuz na cabeça e use o velcro no topo para adaptar o ajuste, e o velcro do fundo para permitir que rabos-de-cavalo saiam do capuz. Use por 20 minutos de cada vez.

Manutenção: Lavar à mão o tecido exterior e interior com água e sabão. Secar ao ar ou com uma toalha até que esteja totalmente seco. Use detergentes que tenham menos perfumes e outros possíveis aditivos para minimizar quaisquer possíveis reações. Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Contraindicação(ões): Os indivíduos que utilizem pacemakers ou bombas de insulina NUNCA devem utilizar estes produtos. Não utilize durante a gravidez. Não aplicar frio numa zona de perda de sensação. Não utilize em áreas de má circulação.

Aviso(s):


31. APENAS PARA UTILIZAÇÃO A FRIO!
32. Não coloque o produto numa ferida aberta.
33. Se o produto causar irritação na pele, desconforto ou se ocorrer uma má circulação, interrompa a utilização e notifique o seu médico.
34. Se tiver diabetes, neuropatia, ou má circulação, consulte um profissional médico antes de utilizar.
35. NÃO CAMINHE SOBRE AS BOLSAS! O peso excessivo pode levar a(s) bolsa(s) de gel a verter ou romper.
36. USAR SOBRE O VESTUÁRIO OU COLOCAR UMA INTERFACE DE TECIDO ENTRE A BOLSA DE FRIO E A PELE ANTES DA UTILIZAÇÃO PARA TERAPIA A FRIO. POSSÍVEIS INTERFACES INCLUEM: Uma toalha, pano leve, um lençol/fronha (cortados ao tamanho), 6 camadas de toalhas de papel ou manga de algodão. Enrole a interface à volta da bolsa de quente/frio antes de prender a bolsa ao suporte (se incluído), ou segure a interface sobre a pele enquanto coloca o suporte no corpo.

Cuidado(s):

41. Consulte o seu médico antes de utilizar este produto.
42. Utilize este produto durante apenas 20 minutos de cada vez na área afetada.
43. Se, a qualquer momento, surgir sensibilidade, irritação cutânea ou aumento da dor, interrompa a utilização e consulte o seu médico.
44. Utilizar este produto apenas para os fins previstos, conforme descrito nas instruções de utilização.
45. Não utilize este produto enquanto estiver a utilizar adesivos de administração transdérmica de medicamentos, cremes para a pele, bálsamos, unguentos ou loções.
46. Caso a bolsa de gel se tenha rasgado ou esteja comprometida (e esteja a verter) elimine-a imediatamente.
47. Utilizar sempre uma interface de tecido.
48. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.

Materiais: Veludo de Laço PE/Nylon, Nylon Revestido a PTFE, Fórmula de Gel Proprietária

UMDNS: 25806

Fabricado na China
©2024 PolyGel®, LLC
PolyGel, LLC
1 Danforth Drive, Easton, PA 18045 USA
NATRACURE™ é uma marca PolyGel, LLC

NatraCure.com

QualRep Services BV
Utrechtseweg 310 – B42, 6812 AR, Arnhem – Países Baixos
Telephone: +31 20 788 2630
globalreg@qservegroup.com

* Os estudos que mencionam a terapia de frio para a dor causada por neuropatia e queda de cabelo

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19171552/><https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32036471/><https://www.breastcancer.org/research-news/cold-therapy-helps-hair-skin-nail-effects><https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2711245>

Não é fabricado com látex de borracha



Distribuidor autorizado oficial

E.B.Materials b.v.

G Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Bélgica

www.belgomedical.com/store-9/

Tel +32 11 53 77 47

Symbol	Symbol Description (English)	Danish/dansk	French/Français	German/Deutsche	Italian/italiano	Norwegian	Portuguese/portugalski	Spanish/Español	Swedish/Sweco
	Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU MDR 2017/745.	Angiver producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans EU MDR 2017/745.	Zeigt den Hersteller von Medizinprodukten gemäß EU-MDR 2017/745 an.	Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nell'MDR (dell'UE 2017/745).	Indikerer produsenten av medisinsk utstyr, som defineret i EU MDR 2017/745.	Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido no MDR da UE 2017/745.	Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en EU MDR 2017/745.	Anger tillverkaren av medicintekniska produkter, enligt definitionen i EU MDR 2017/745.
	Indicates the authorized representative in the European Community.	Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.	Indique le représentant autorisé dans la Communauté européenne.	Gibt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an.	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità europea.	Angir autorisert representant i Det europeiske fellesskap.	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea.	Anger den auktoriserade representanten i Europeiska gemenskapen.
	Indicates the date when the medical device was manufactured and the Country where the device was manufactured. The week-letter code is defined in ISO 3166-1 and can be viewed at https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selected+Country+Codes .	Angiver datoen, hvor det medicinske udstyr blev fremstillet, og det land, hvor enheden blev fremstillet. Udstyrsweek-koden er defineret i ISO 3166-1 og kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg+landskoder .	Indique la date de fabrication du dispositif médical et le pays dans lequel le dispositif a été fabriqué. Le code à deux lettres est défini dans la norme ISO 3166-1 et peut être consulté à l'adresse https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selectionnez+Codes+de+pays .	Gibt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde. Die aus zwei Buchstaben bestehende Code ist in ISO 3166-1 definiert und kann unter https://www.iso.org/obp/ui/#search:Landescodes .	Indica la data in cui è stato prodotto il dispositivo medico e il paese in cui è stato prodotto il dispositivo. Il codice di due lettere è definito in ISO 3166-1 e può essere visualizzato su https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleziona+codici+paese .	Angir datoen da medisinsk utstyr ble produsert og landet der enheten ble produsert. To-bokstavs-koden er defineret i ISO 3166-1 og kan vises på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Vælg+Landskoder .	Indica a data em que o dispositivo médico foi fabricado e o país onde o dispositivo foi fabricado. O código de duas letras é definido na ISO 3166-1 e pode ser visualizado em https://www.iso.org/obp/ui/#search:Selecione+códigos+de+país .	Indica la fecha en la que se fabricó el dispositivo médico y el país donde se fabricó el dispositivo. El código de dos letras se define en ISO 3166-1 y puede ver en https://www.iso.org/obp/ui/#search:Seleccione+Códigos+de+país .	Anger datum da den medicinska utrustningen tillverkades och landet där enheten tillverkades. Koden em två bokstäver definieras i ISO 3166-1 och kan ses på https://www.iso.org/obp/ui/#search:Välj+landskoder .
	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.	Angiver producentens batchkode, så batch eller part kan identificeres.	Indique le code de lot du fabricant afin que le lot ou le lot puisse être identifié.	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder Charge identifiziert werden kann.	Indica il codice batch del produttore in modo che sia possibile identificarne il batch o il lot.	Angir produsentens batchkode slik at batchen eller partiet kan identifiseres.	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou lote possa ser identificado.	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o lote.	Anger tillverkarens batchkod så att partiet eller partiet kan identifieras.
	Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified.	Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.	Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo o medico possa essere identificato.	Angir produsentens katalognummer slik at medisinsk utstyr kan identifiseres.	Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.	Indica el número de catálogo del fabricante para que se pueda identificar el dispositivo o médico.	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
	Indicates product's DEHP-Free and Phthalate-Free.	DEHP-fri og ftalati-udstyr.	Sans DEHP et sans phtalates médicaux.	DEHP-frei und Phthalat-frei.	Senza DEHP e senza ftalati.	Angir at varen er et medisinsk utstyr.	Indica que o item é um dispositivo médico.	Indica que el artículo es un dispositivo médico.	Anger att produkten är en medicinsk utrustning.
	Indicates the item is a medical device.	Angiver, at emnet er et medicinsk udstyr.	Indique que l'article est un dispositif médical.	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.	Indica che l'articolo è un dispositivo medico.	Angir at varen er et medisinsk utstyr.	Indica que o item é um dispositivo médico.	Indica que el artículo es un dispositivo médico.	Anger att produkten är en medicinsk utrustning.
	Consult instructions for Use	Se brugsanvisningen	Consulter les instructions d'utilisation	Sehe Gebrauchsanweisung	Consultare le istruzioni per l'uso	Se bruksanvisningen	Consulte as instruções de uso	Consultar instrucciones de uso	Se bruksanvisningen
	Indicates Exporter Contact Information	Indikerer eksportørens kontaktoplysninger	Indique les informations de contact de l'exportateur	Zeigt die Kontaktinformationen des Exporteurs an	Indica le informazioni di contatto dell'esportatore	Indikerer eksportørens kontaktoplysninger	Indica informações de contato do exportador	Indica información de contacto del exportador	Visar exportörrens kontaktinformation
	Hover your camera over the QR Code to view Instructions for Use in 25 languages	Hold museen over QR-koden for at se brugsanvisningen på 25 sprog	Passer votre caméra sur le code QR pour afficher les instructions d'utilisation en 25 langues.	Beugein Sie die Kamera über den QR-Code, um die Gebrauchsanweisung in 25 Sprachen anzuzeigen.	Posiziona la fotocamera sul codice QR per visualizzare le istruzioni per l'uso in 25 lingue.	Hold kameraet over QR-koden for at se bruksanvisningen på 25 språk.	Hold kameraet over QR-koden for å se bruksanvisningen på 25 språk.	Pase la cámara sobre el código QR para ver las instrucciones de uso en 25 idiomas.	Håll muspekaren över QR-koden för att se bruksanvisningen på 25 språk.
	Indicates Single user - multiple use	Angiver Enkeltbruger - flere anvendelser	Indique - Utilisateur unique - usage multiple	Zeigt an Einzelbenutzer - Mehrfachnutzung	Indica utente singolo - uso multiplo	Indikerer Enkeltbruger - flerbruk	Indica Único usuario - uso multiplo	Indica Usuario único - uso múltiple	Indikerer En användare - flera gånger