

Indikationer albue skinne:

- Kubitaltunnelsyndrom
- Natskinne
- RSI

Egenskaber :

Alsidig : Venstre arm--venstre albue.
Eller Højre arm-højre albue.

Universalstørrelse.

Farve : sort

Uden Latex.

Fleksibel aluminiumsskinne: bøjelig-indlagt.

Kropsdel : albue

Art.nr. EBM-CT-DK-1

Brugsanvisning

->Højre arm

Læg skinner på bordet



Logo venstre side-
(Til højre arm)



Indsæt højre arm



Placerer højre arm.



Luk velcro øverste del



Luk velcro nederste del



Alu-skinne er på mediale side (**ikke** I albuen, **ikke** under albuebenet)



Venstre arm: Alu-skinne på laterale side-yderside venstre arm.

Slutresultatet venstre + højre side

Begrænset fleksion-bøjning

Extra (Efter lægens anvisning):
mulighed for at bøje skinne f.e. 60° +
skinne i albuefolden.
Følge: +/- **fiksering** albue (ikke
nødvendigt: begrænsning af bøjning er
nok)

Fordeler

Evidence Based Materials Bv

G Gezellelaan 36/2

3550 Heusden-Zolder

Belgien

Tel 0032 11.53.77.47

<https://www.belgomedical.com/store-6/>

ebmbvba@hotmail.com

EBM Kubitaltunnelsyndrom Natskinne



© Evidence Based Materials bv
16-9-2022 V3