

Istruzioni per l'uso

- Il dottore deciderà la durata esatta del trattamento e è coordinata singolarmente con Lei
- Mettete il casco nel congelatore almeno due ore prima di usarli. Mettete enl sacchetto di plastica
- Restare nel congelatore senza limiti di tempo: non perde la sua elasticità
- Segui le raccomandazioni del prodotto nelle istruzioni del produttore, a seconda della durata dell'uso.
- La raccomandazione generale del produttore per il trattamento degli infortuni sportivi è di solo 20 minuti, ma il tempo di trattamento per la chemioterapia è molto più lungo (vedi sopra).
La durata di raffreddamento di questi elementi refrigeranti è fino a 90 minuti: i pacchi di ghiaccio forniscono il loro rendimento in modo uniforme e per un periodo più lungo

•Consigli per l'uso del casco refrigerante

Raccomandazioni e suggerimenti

- Tra le sessioni di chemioterapia, conservare gli elementi refrigeranti nel congelatore (congelare per almeno 2 ore a -18 °C)
- Il casco di ghiaccio possono poi rimanere nel congelatore per tempo illimitato e restano morbidi e flessibili

•Come conservarli nel congelatore ?

Nella confezione del produttore

Non a contatto con alimenti

•Il giorno del trattamento, metterli in una piccola borsa termica

•Come mantenere il casco freddo più a lungo nella borsa termica ?

Mettili, ad esempio, in una borsa isolante, un asciugamano, un tessuto felpato, ecc

•*Inizia a raffreddare il cuoio capelluto 10-15 minuti (o 30' 2) prima della chemioterapia / o prima dell'inizio (= infusione) della soluzione per infusione

•Posiziona un pezzo di tessuto/materia isolante tra gli cuscini di raffreddamento e la pelle

•Gli strati intermedi adatti sono: un asciugamano leggero, un pezzo di tessuto, un lenzuolo/cuscino (ritagliato su misura), 6 strati di asciugamani di carta o un jersey

La soluzione per infusione viene somministrata tramite un'infusione endovenosa (infusione a goccia)

•Mantieni il casco refrigerante durante la chemioterapia*

•Dopo l'infusione, il casco refrigerante deve essere indossato per altri 10-15 minuti (o 90' 2) dopo la chemioterapia
Caqco refrigerante personale? Puoi portarlo con te se consentito

•*2 La durata esatta del trattamento è determinata dal medico curante.

La durata totale dipende anche dalla concentrazione o forza del farmaco e da quanto velocemente il farmaco viene "eliminato" attraverso i reni

•Se non tolleri il freddo, puoi posizionare un panno, un asciugamano o altro materiale isolante tra il cappuccio e la pelle durante l'uso

•Consulta il tuo medico curante, oncologo, infermiere di riferimento, infermiere o dermatologo in caso di dubbio

Consigli per la manutenzione

- Lavare a mano con acqua tiepida
- Pulire la superficie con un panno inumidito e sapone
- Non usa ammorbidenti o candeggina
- Risciacquare-selavato a mano: non strizza il casco
- Non usare l'asciugatrice
- Appendere all'ombra, possibilmente in aria corrente
- Non strizzare
- Non stirare
- Non lavare a secco

Servizio al cliente Belgomedical

E.B.Materials b.v.

Kerkstraat 29/2

3540 Scholen

Belgio

Tel 0032 11 53 77 47

Nr IVA: BE0859589551

<https://www.belgomedical.com/store-4/>

<https://www.belgomedical.com/store-4/item/testa/casco-refrigerante-chemio/>