

Instruções de uso touca gelada quimio-**Conselhos da Belgomedical**

Conselhos de utilização

- Consulte o seu médico antes de utilizar este produto
- Consulte instruções de uso e duração da utilização del fabricante antes de utilizar este produto
- A recomendação geral do fabricante para o tratamento de lesões desportivas é de apenas 20 minutos, mas o tempo de tratamento para a quimioterapia é muito mais longo
- A capacidade de arrefecimento destes elementos de arrefecimento é de até **90 minutos**: as bolsas de frio fornecem a sua potência uniformemente e durante um período de tempo mais longo
- Pode ser deixada as touca no congelador indefinidamente até voltar a ser preciso para uso

Como é que são utilizados?

Conselhos e dicas

- Preparação: conservar o produto no congelador por um mínimo de 2 horas - 18°C. Em casa: as tampas de refrigeração podem ser deixadas no congelador indefinidamente e permanecem macias e flexíveis.
- Como guardá-las no congelador?
Na embalagem do fabricante.
Não em contacto com alimentos
- De casa para o hospital: no dia do tratamento, são colocadas numa pequena caixa térmica.
- Como posso mantê-las frias durante mais tempo no saco térmico?
Por exemplo, colocá-los num saco isolante, numa toalha, numa flanela, etc.
- Comece por arrefecer o couro cabeludo durante 10 a 15 minutos. (ou 30' ***2**) antes da quimioterapia / ou antes **● início do gotejamento** a infusão.
A solução de perfusão é administrada por perfusão intravenosa (perfusão gota a gota).
- Manter a touca de arrefecimento colocada durante a quimioterapia *
- Após a infusão, a touca de arrefecimento deve ser usada durante mais 10 a 15 minutos (ou 90' ***2**) após a quimioterapia *
- *2** A duração exacta do tratamento será determinada pelo médico assistente. A duração depende também da concentração ou da potência do medicamento e da rapidez com que este é "eliminado" pelos rins
- Se não tolerar o frio, pode colocar um pano ou outro material isolante entre a touca e a pele durante o tratamento.
 - Em caso de dúvida, consulte o seu oncologista, enfermeiro ou dermatologista

Instruções de limpeza

Conselhos de conservação

- Nunca coloque as touca de molho em água

Serviço de apoio al cliente Belgomedical

E.B.Materials b.v.
G.Gezellelaan 36/2
3550 Heusden-Zolder
Bélgica
Tel 0032 11 53 77 47
IVA-EORI BE0859589551